



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Express Light body regular set

Pret:

179,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Indicatii

- Amprente pentru realizarea coroanelor dentare si punțiilor dentare
- Amprente pentru realizarea inlay-urilor punțiilor dentare

Avantaje

- Proprietăți foarte bine echilibrate comparativ cu alte produse de top din gama siliconi de adiție.
- Un portofoliu vast ce ofera mai multe opțiuni ca niciodata – astfel încat stomatologii își pot pastra viscozitatea și tehnica preferate.
- Disponibil pentru toate tipurile de prezentare: Omogenizarea manuala dispozitiv de dozare Garant™ cartușe Penta™
- Experimentați adevarata consistența chitoasa – plus confortul malaxării automate

Express™ XT Materiale de amprentare – Siliconi de adiție (VPS) – amprente de primă clasă la prima amprentare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sunt create pentru tehnicile de amprentare într-un timp dar si in doi timpi, materiale de ultima generație Express™ XT cu siliconi de adiție de la 3M ESPE va ajuta sa obțineți o acuratețe extraordinara a amprentei și o potrivire perfecta a restaurarii finale.

- Reproducere foarte detaliată prin hidrofilie crescuta și foarte bune proprietăți de curgere
- Îndepărtare fara modificare la scoaterea din gura datorita rezistenței excelente
- Șansa redusa de repetare costisitoare datorita recuperarii de aproape 100% dupa elongație
- Inovație pentru eliberare fluid: Seringa intraorala Express™ XT
- Mai multa precizie mai puțină risipa mai ușor de manevrat: obțineți-le pe toate într-un singur produs
- Seringa intraorala întrunește toate caracteristicile pe care vi le puteți dori pentru a pregăti o amprenta corecta și perfecta.
- Deosebit de ușor de folosit – ușor de încărcat ușor de eliberat design ergonomic
- Aplicarea precisa duce la o acuratețe excelenta a restaurarilor finale

Express™ XT Materiale de amprentare – Siliconi de adiție (VPS) – amprente de primă clasă la prima amprentare.

Prezentare

- Express Light Body Regular Set: 2 x 48ml
- vârfuri amestecare