



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Alginat Alligat Fast Set



Pret:

48,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Material de amprentare de tip alginat cu timp scurt de priza marcat cromatic. Produsul ofera o reproducere excelenta a detaliilor o elasticitate ridicata si o rezistenta crescuta la rupere.

Datorita compatibilitatii cu gipsul se obtin modele cu foarte bune detalii de suprafata.

Se umezeste rapid si nu genereaza praf.

Indicatii:

- Amprente care reproduc excelent detaliile pentru lucrarile protetice totale si partiale
- Amprente pentru modele de studiu
- Amprente pentru aparate ortodontice

Prezentare:

- punga 453g