



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit Bone Compression si Sinus Lift

Pret:

980,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kitul pentru tehnica de compresiune osoasa / bone compression este proiectata pentru a condensa tesutul osos moale prin folosirea unei serii de suruburi de compresie, constituindu-se astfel intr-o alternativa la osteotoamele traditionale.

Functia sa secundara este elevarea controlata a sinusului folosind suruburile cu varf concav speciale pentru sinus lift. Cum nu este nevoie de percutie, procedura ofera mai mult control si cauzeaza mai putina traume tesurilor pacientului.

O procedura simpla de comprimare osoasa permite o mai buna implantare si o stabilitate mult imbunatatita a implantului, prin prevenirea pierderii de tesut osos.

Kitul de compresie poate fi operat fie manual (prin cheia dinamometrica Ratchett inclusa) fie prin contraunghiul de la fiziodispenser, cuplul fiind astfel setat fix din meniul fiziodispenserului dvs.

Kitul de compresie osoasa imbunatateste tratamentul de sinus lift si ancorarea implantelor in os relativ moale de tipul 3 si 4.

Avantaje previne procedura traumatica de osteotomie

creste densitatea osoasa

creste stabilitatea primara a implantului

control gradual a expansiunii osoase



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

marcajele laser de pe corpul surubului indica adancimile de 8 mm, 10 mm si 13 mm.

Kitul contine

- surub de compresie convex 16/28 mm
- surub de compresie convex 2/3.3 mm
- surub de compresie 2.4/3.6 mm
- surub de compresie convex 2.8/4.2 mm
- surub sinus concav 3 mm
- surub sinus concav 3.5 mm
- surub sinus concav 4 mm
- adaptor scurt pentru montare in motor
- adaptor lung pentru montare in motor
- adaptor pentru cheia manuala Ratchett
- freza pilot scurta 2 mm
- cheia manuala dinamometrica Ratchett