

ENDO STATION GO EASY 1



Pret:

42,44 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Suport pentru flacoane cu capacitatea 200gr, nu necesita realimentarea frecventa cu lichid, adaptor special conceput pentru umplerea flacoanelor, design compact, economie de timp și spațiu, asamblare rapidă și ușoară.

Dimensiuni

- latime: 6 cm
- lungime 6,5 cm
- inaltime 14 cm

Nuante disponibile

- verde
- albastru
- galben
- transparent