

## Premise seringa

Pret:

**255,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Nanocompozit trimodal fotopolimerizabil, universal, numarul I in topul Reality 2006. Are o compozitie bazata pe o formula unica:

- 1.nanoparticule(0.02 $\mu$ m)- permit lustruire foarte rapida si obtinerea unui luciu extrem de durabil,
2. particulele de umplutura tip Point4 care dau aspectul de dentitie naturala, marginile obturatiei sunt invizibile-efect cameleonic real, rezistenta in timp;
- 3.particule prepolimerizate care scad contractia de polimerizare cu peste 50% fata de orice alte compozite existente pe piata, minimizand riscul de carii secundare marginale datorate microfisurilor.

Permite obtinerea unei coloristici naturale, chiar si prin folosirea unei singure nuante! Indicatii: toate tipurile de restaurari directe (cls I,II,III,IV,V, cavitati atipice, fatetari, etc),inclusiv inchideri de diasteme si treme

### Prezentare

refill seringa



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- seringă refill nuante A2, A3 smalt, A2 dentina sau A2,A3 smalt, A3 dentina sau A2 smalt, A2 dentina, translucid