

Compozit Bulk Fill Posterior 20 x 0.2 g

Pret:

275,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

FILTEK BULK FILL FLOW KIT COMPOZIT RESTAURARI POSTERIOARE

Restaurările posterioare sunt acum simplificate!
NANOTEHNOLOGIE ÎNTR-UN SINGUR PAS!

INDICATII:

- Restaurări directe posterioare (inclusiv suprafețe ocluzale)
- Bază/liner sub restaurări directe
- Reconstrucții de bont
- Restaurări indirecte incluzând inlay-uri, onlay-uri și fațete
- Restaurarea dinților deciduali
- Sigilant pentru fisuri extinse la molari și premolari

BENEFICII:

- Un singur strat de până la 5 mm
- Nu necesită pistol special de aplicare sau aplicarea de straturi multiple, consumatoare de timp
- Restaurările posterioare sunt acum simplificate
- Numai un singur strat de 5mm
- Fotopolimerizare timp de 10 sec. x 3 (ocluzal, bucal, lingual)
- Aplicare într-un singur pas, fără straturi suplimentare
- Procedură rapidă și ușoară, nu necesită un dispenser special de aplicare
- Adaptare marginală excelentă
- Reducerea stresului legat de contracția de polimerizare permite fotopolimerizarea stratului de până la 5 mm
- Rezistență la uzură mai bună decât alte materiale bulk fill existente pe piață
- Manevrabilitate și prelucrare excelente
- Compozitul Filtek Bulk Fill Posterior utilizează ADEVĂRATA tehnologie nanofiller cu rezultate dovedite de-a lungul timpului prin intermediul compozitelor pentru restaurare Filtek™.
- Această tehnologie nu contribuie doar la o rezistență ridicată, manevrabilitate excelentă și o mai bună rezistență la uzură, dar și la crearea unor restaurări rapide care sunt ușor de lustruit.
- În plus față de această ADEVĂRATĂ tehnologie nanofiller, compozitul Filtek Bulk Fill Posterior conține doi monomeri metacilați inovatori care, în combinație, acționează pentru a reduce stresului legat de contracția de polimerizare fără a compromite rezistența la uzură.
- Din combinația acestor două tehnologii rezultă un material pentru restaurări cu aplicare ușoară într-un singur pas, creat special pentru a simplifica restaurările posterioare.

PREZENTARE:

- Flacon capsule compozit 20 x 0.2 g