



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Centrifuga PRF DragonLab



Pret:

4.500,58 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- * Ideala pentru separarea de ser, plasma, probe de sange sau aplicatii de rutina in spitale si laboratoare de cercetare
- * Control viteza si timp cu acuratete foarte ridicata
- * CPU controls all operating parameters including speed and time
- * RPM sau forta G se pot seta si afisa
- * Operarea poate di temporizata de la 30 secunde la 99 minute sau se poate lucra in mod continuu
- * Temporizarea incepe in momentul in care viteza de centrifugare setata a fost atinsa
- * Sistem de franare lina la viteze scazute
- * Parametrii pot fi modificati dupa ce viteza setata a fost atinsa
- * Prezinta tasta PULSE care porneste centrifugarea si o mentine atata timp cat aceasta tasta este apasata
- * Deschidere automata a capacului la finalizarea programului de centrifugare
- * Afisaj LCD usor de citit
- * Motor pe inductie, fara perii
- * Viteza de centrifugare ajustabila intre 300 si 4500 RPM
- * Nivel de zgomot * 2 ANI GARANTIE