



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fuji IX GP Capsule 50 buc



Pret:

596,70 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Consistenta nelipicioasa condensabila a lui GC Fuji IX GP il face ideal pentru folosirea la restaurarile de Clasa V, I & II, ca baza sau ca material pentru refaceri de bonturi. Proprietatile naturale ale ionomerului de sticla in combinatie cu usurinta in folosire, fac ca GC Fuji IX GP sa intruneasca toate cerintele materialelor de restaurare moderne.

- Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat in capsule.
- Ideal pentru restaurarile de clasa I, II & V, ca baza sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca baza in tehnica sandwich.

Caracteristici:

- Nelipicios, cu rezistenta ridicata la abraziune.
- Posibilitatea alegerii timpului de priza.
- Nu necesita diga.
- Adeziune intrinseca la smalt si dentina, fara demineralizare si agenti de adeziune.
- Aplicare intr-o singura etapa, chiar si in cazul cavitatilor mari.
- Fara infiltratii marginale, sigilare etansa, impenetrabila chimic si rezistenta la infiltratiile bacteriene.
- Rezistenta ridicata a adeziunii pentru o sigilare sigura si de durata.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Durabilitate pe termen lung.
- Eliberare sustinuta de fluor pentru extra protectie.
- Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare usoara in cavitate.
- Biocompatibilitate excelenta.
- Tolerat de pacientii care prezinta sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici.

Indicatii:

- Pentru restaurari posterioare de lunga durata si provizorii.
- Ideal in cazul copiilor si a pacientilor in varsta.
- Pentru refacere de bonturi, ca liner sau ca baza in tehnica sandwich.

Mod de folosire

Alaturi de avantajele pentru restaurarile posterioare, GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu s-a hotarit un plan de tratament final. Mai multe tratamente sunt posibile: o tehnica sandwich cu un material compozit, un inlay sau insasi obturatia de ionomer de sticla.

Prezentare

- **50 x capsule**