



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

GC EQUIA FORTE HT FIL CAPSULE

Pret:

659,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem de reconstituire coronara de tip ionomer de sticla hibrid.

EQUIA Forte HT este un nou produs inovator al familiei Glass Hybrid din GC. Un sistem de restaurare conceput pentru a oferi o soluție unică și pe termen lung pentru restaurările posterioare.

Indicații:

- Restaurări de clasa I;
- Restaurări de clasa II cu rezistență la stres (a se vedea ghidul tehnic pentru prepararea cavității sugerate);
- Restaurări antistres de clasa II;
- Restaurare intermediară;
- Restaurări de clasa V și restaurări ale rădăcinii;
- Reconstituire de bont;
- Alternativă la amalgam;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Pedodonție.

Avantaje:

Tehnologia unică:

- Dimensiuni diferite ale particulelor de umplură;
- Distribuția și interacțiunea inteligentă a particulelor în matricea de umplere;
- Combinarea materialului de umplere cu un strat monomer multifuncțional de protecție.

Rezistență:

- Material de umplere superior recomandat pentru restaurări de clasa I și II;
- Acidul poliacrilic cu masa moleculară mare din umplură face ca matricea de ciment să fie mai puternică și mai stabilă din punct de vedere chimic;
- Umpluturile de straturi EQUIA Forte cresc duritatea suprafeței și rezistența la uzură.

Ușor de utilizat:

- Tolerant la umiditate, nu este nevoie de sistem de digă;
- Timp de lucru îndelungat și timp de priză scurt, timp total de lucru de numai 3'25";
- Particule mici care acționează ca lubrifiant pentru un contur ușor și o manipulare antiaderentă;
- Nu este nevoie de condiționare sau lipire datorită capacității de aderență chimică încorporată și umectabilitatea remarcabilă.

Translucid:

- Utilizarea particulelor și a materialelor de umplere cu indici de refracție apropiați reflectă mai multă lumină și conferă mai multă transluciditate.
- EQUIA Forte HT conferă restaurării posterioare mai multă naturalitate și estetică.

Prezentare:

Cutie 50 capsule.