



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tempit Unidoza 0.35g

Pret:

6,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Tempit a fost creat special pentru sigilarea cavitatii de acces intre tratamentele de canal. Injectati materialul in cavitatea umeda presati usor si trimiteti pacientul acasa. Tempit face priza in cinci minute sau chiar mai putin.

Avantaje:

- Nu necesita amestecare nu creeaza murdarie
- Activat de umezeala
- Usoara dilatare in timpul prizei dar fara risc de rupere a peretilor cavitati
- Foarte rezistent din punct de vedere mecanic
- Tot timpul proaspat
- Inchidere marginala excelenta
- Face priza in cateva minute usor se scos la vizita urmatoare
- Contine sulfat de calciu si oxid de zinc
- Nu contine eugenol

Instructiuni de folosire:

- Luati o unidoza din borcan



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Introduceti unidoza de Tempit in pistolul Centrix (sau orice pistol pentru unidoze)
- Indepartati capacul protector
- Apasati pe pistol cu o presiune usoara si constanta in timp ce introduceti materialul in preparatie. Modelati materialul cu un instrument ud si trimiteti pacientul acasa
- Dupa terminarea manoperei aruncati unidoza de Tempit. La vizita urmatoate indepartati obturatia provizorie cu o sonda

Prezentare:

- Tempit Unidoza 0.35g 1 buc.