



Express Regular Body regular set



Pret:

250,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Material de amprenta vinil polisiloxan, regular body, priza normala. Pachetul contine 2x50ml rezerve d culoare violet si 10 varfuri de amestecare Garant™ (galbene). Materialul de amprenta VPS Express combina acuratetea cu usurinta de aplicare realizata cu ajutorul dispenserului Garant™

- Materialul de amprenta vinilpolisiloxan combina rezultatele de incredere si dispensarea convenabila cu ajutorul dispenserului Garant™.
- Reproducere foarte detaliata prin hidrofilie crescuta si foarte bune proprietati de curgere
- Indepartare fara modificare la scoaterea din gura datorita rezistentei excelente

- Materialul de amprenta vinilpolisiloxan combina rezultatele de incredere si dispensarea convenabila cu ajutorul dispenserului Garant™.
- Reproducere foarte detaliata prin hidrofilie crescuta si foarte bune proprietati de curgere
- Indepartare fara modificare la scoaterea din gura datorita rezistentei excelente

Pachetul contine

- 2x50ml rezerve culoare violet



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 10 varfuri de amestecare Garant™ (galbene)