



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Baie ultrasunete Biosonic UC150



**Pret:**

**7.450,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

BioSonic® UC150 este un dispozitiv compact de curatare cu ultrasunete de 5,7 L, proiectat sa curate eficient instrumente, proteze, freze si alte aparate din cabinetele si laboratoarele stomatologice.

Designul elegant al BioSonic® UC150 este proiectat pentru eficienta, confort si versatilitate.

### Caracteristici:

- Oferă o operare personalizabilă, cu multiple moduri de curatare si ciclul de timp si temperatura selectabil de catre utilizator
- Ecran digital, multilingv pentru o utilizare fara probleme, chiar si atunci cand utilizatorul poarta manusi de protectie
- Posibilitatea de inregistrare a datelor si descarcarea informatiilor prin USB
- Optional incalzire incorporata (\* pentru activare prin cod)
- Functia Degas



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Se pot utiliza simultan mai multe casete
- Poate fi folosit ca atare sau unitate incastrata
- Silentios pentru a asigura un mediu de lucru sigur si confortabil
- Drenarea rapida si usoara cu drenaj extern accesibil

Solutie universala de curatare cu ultrasunete BioSonic UC40:

Noua solutie universala (solutie 2%) ofera o formula unica si eficienta pentru pre-curatare si decontaminarea instrumentelor dentare.

Combina proprietatile de curatare ale solutiilor BioSonic, enzime si protectia impotriva coroziunii

pentru indepartarea eficienta a resturilor intarite si a solurilor proteice (sange, saliva, tesut) de pe maini si instrumentele rotative utilizate intr-un cabinet stomatologic sau laborator.

- Compatibil HTM 01-05
- Fara aldehide
- Nu contine fosfati
- Fara amoniac
- Biodegradabil

Continutul ambalajului:

- Unitatea principala - Afisaj si capac
- Cablu de alimentare
- Cos (inclus!)
- Garnitura pentru unitatea de incastrare
- Esantion cu solutie UC
- Tubul de drenare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Manual de utilizare (IFU)
- Ghid de initiere rapida
- Garnitura pentru cuva
- Sablon

**OPTIONALE:**

- 60022040 - UC150 cos – 150 euro
- 60022041 - UC150 suport gradat (sustine maxim 600 ml) – 25 euro
- 60022042 - UC150 set accesorii (1x Cos + 2 x cupa gradat + 2 x suport cupa gradat) – 240 euro
- 60022043 - UC150 rezerva filtre drenare 3 buc – 12 euro
- 60022044 – UC150 rezerva furtun drenare – 16 euro
- 60022045 - UC150 rezerva capac – 30 euro
- 60022046 - UC150 garnitura pentru etansare – 12 euro