



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Incalzitor seringi compozit AR-HEAT



Pret:

907,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispozitivul de incalzit are menirea de a incalzi materialele bazate pe rasini (compozitele) pentru a imbunatati performanta fluida a materialului, pentru a imbunatati aderenta si lucrabilitatea, precum si pentru a putea fi folosita ca incalzitor de bonding.

Dispozitivul de incalzit foloseste un circuit foarte precis de control al temperaturii de incalzire, in asa fel incat toleranta fata de temperatura fixata este de +/- 1 grad Celsius.

In functie de material si de preferintele personale, temperatura poate fi setata la: 40C / 50 C / 70 C.

Parametri tehnici:

Alimentator 100-240 V, iesire 12 V 2 A

Putere: 24W

Setare temperatura: 40, 50 sau 70 grade C



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Toleranta: 1 grad Celsius