

Lampa observare culoare Smile Light



Pret:

890,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lampa Smile Light permite observarea adecvata si standardizata a culorii pacientului, in orice conditii, pentru a usura astfel comunicarea doctor-pacient-tehnician.

Echipata cu LED-uri cu fluorescenta la temperatura de culoare fixa (5500 K Daylight), lampa da posibilitatea prelevarii culorii in conditii constante si standard, astfel culoarea dintilor va fi aceiasi in orice conditii de iluminare ambientala.

Deasemenea, avand in vedere calitatea luminii livrate, se pot observa cu usurinta defecte de structura (straturi in smalt, fisuri, alte detalii).

Prin accesoriile speciale poate fi conectata la telefon, pentru a poza in conditii ideale dintii pacientului si a-i trimite catre tehnician sau pentru consultare ulterioara.

Parametrii tehnici

- Sursa de lumina: 8 x LED 5500 K
- Baterie: Li-Ion