



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## OFERTA ZHERMACK VL - galbena

Pret:

**192,40 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil.

### Indicatii:

- Tehnica dublei amprente.
- Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati.

### Avantaje:

- Densitate adecvata lucrului in cavitatea bucala.
- Raport duritate/elasticitate excelent.
- Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata.

### Prezentare:

Silicon de condensare, Zeta Plus Soft 900 ml chitos (vascozitate mare, consistenta vascoasa) + 140 ml



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Oranwash VL (vascozitate redusa, consistenta foarte scazuta) + Indurent 60 ml activator universal. Indicat pentru tehnica dublei amprente, tehnica simplei amprente cu doua vascozitati.