



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem aspiratie sublinguala Nola

Pret:

131,25 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem de aspiratie salivara pentru un camp de lucru uscat.

Produsul este compus din 7 componente:

- retractor
- tub de conexiune
- retractor limba
- brat de conexiune
- tub de silicon
- blocare de muscatura
- tub in T

Inainte de operatie, dentistul trebuie sa fixeze retractorul de ambele parti ale buzelor pacientului pentru a mentine gura deschisa astfel incat pacientul sa nu oboseasca.

Intre timp, protectia de limba restrictioneaza eficient activitatea si miscarile limbii pacientului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Partea de jos este sub zona de succiune, astfel maximizandu-se absorbtia salivei si minimizand umezeala.

Acest dispozitiv poate crea un mediu cat mai ferit de umezeala in interiorul cavitatii bucale, propice pentru lucrul medicului si confortabil pentru pacient.

Contine 1 bucata.

Autoclavabil si reutilizabil