



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ciment autoadeziv Breeze Kit

Pret:

735,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Breeze Self-Adhesive Resin Cement - ciment autoadeziv pe baza de rasini, special conceput pentru cimetarea coroanelor, puntilor, pivotilor, inlay-urilor is onlay-urilor

Avantaje:

- Elimina demineralizarea individuala, priming-ul, bondingul si mixarea
- Formula avansata pe baza de rasini
- Oferă cea mai puternica retentie intr-un ciment autoadeziv
- Aplicare usoara si rapida
- Sistem auto-mix direct si precis, cu pierderi minime de material
- La aplicare, materialul conditioneaza dentina, smaltul si restaurarea intr-o singura operatiune simpla si rapida
- Timpul de lucru si sensibilitatea post-operatorie sunt reduse drastic
- Adeziune excelenta
- Polimerizare duala - fotopolimerizare sau autopolimerizare
- Aplicatii multiple - ideal pentru restaurarile pe baza de zirconiu, aluminiu si PFM, precum si pentru pivoti
- Nuante disponibile: A2, Translucent, Opaque White
- Contine fluor - minimalizeaza potentialul de aparitie a cariilor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- 3 Seringi Breeze Self-Adhesive Resin Cement x 7.8 g (culoare A2)
- 1 Seringa Breeze Self-Adhesive Resin Cement x 7.8 g (culoare Translucent)
- 1 Seringa Breeze Self-Adhesive Resin Cement x 7.8 g (culoare Opaque White)
- 40 Varfuri de mixare
- 10 Varfuri intraorale
- 1 flacon silan x 3ml