



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Alustat gel 5 ml

Pret:

49,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hemostatic gel pentru controlul sangerarilor in timpul tratamentului dentar. Datorita faptului ca este sub forma de gel, aplicarea si controlul sunt mai precise. Substanta activa: clorura de aluminiu 20% **Mod de prezentare:** seringă 5 ml Alustat este folosit pe gingii pentru a stopa sangerarea si a reduce umflarea. Alustat actioneaza anti-inflamator si constrictiv asupra gingiei. **Instructiuni de folosire:** Tamponati zona cu sangerare cu un rulu de bumbac imbibat cu Alustat. Irigati cu apa, daca este necesar repetati. **Atentie:** Nu folositi produsul in cazul in care este stiuta o hipersenzitivitate la unul dintre constitienti.