



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Affinis Precious Light Body 2 x 50 ml

Pret:

320,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Proprietati fluide superioare acolo unde este nevoie - in gura

Materialul care sta la baza Affinis Precious - Polivinilsiloxanul - are un unghi de contact de numai 10°. Proprietatile sale de curgere asigura capturarea facila a tuturor detaliilor suprafetei de catre materialul de amprenta intr-un mediu umed.

Affinis Precious - materiale de amprenta VPS, cu unghi de contact de numai 10°

Date tehnice (temperatura camerei 23°C si umiditate relativa 50%):

• Durata de curare (100°C): 20min

Indicatii:

• Materialele sunt compatibile tehnica de amprenta si puti sa le lavati

Prezentare:

• Affinis Precious Light Body - 2 x 50ml