



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dispozitiv de amestecare Sympress II

Pret:



5.242,34 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispozitiv de amestecare Sympress II de la Renfert si Affinis System 360

Avantaje

- cantitate potrivita de material de amprenta, intotdeauna amestecata perfect, la dispozitia stomatologului atunci cand o cere, nu este nevoie decat de apasarea unui buton
- pe langa faptul ca se face economie de timp, calitatea amestecului independenta de operator si evitarea risipei sunt principalele avantaje ale amestecarii automate
- regleaza debitul pentru a umple tava sau seringa mai repede si mai usor
- retrage automat ejectorul de indata ce este necesara schimbarea cartusului
- panou de control plasat ergonomic, se poate opera la fel de bine cu mana dreapta sau cu mana stanga pentru confortul optim al utilizatorului

Mod de prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 buc x 6480 - Affinis System 360 Starter Kit Mono Body
- 3 buc x 6482 - Affinis Mono Body
- 1 buc x Affinis Precious
- 1 buc x Sympress dynamic mixing device