



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Relyx U200 Automix seringa 5 ml

**Pret:**

**579,99 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

RelyX U200 este cea mai noua generatie a celui mai testat ciment rasinic autoadeziv. Beneficiati de performanta imbunatatita a produsului: aderența excelentă la dentina, smalt și infrastructura lucrărilor protetice, stabilitate chimică și cromatică pe termen lung.

În plus, RelyX™ U200 oferă mixare îmbunătățită printr-o nouă tehnologie. La aceasta se adaugă o incredibilă ușurință în utilizare prin tehnica de lucru într-un singur pas, RelyX™ U200 reduce etapele cronofage precum aplicare demineralizant, primer și bonding. Este special creat pentru a vă asigura tot ceea ce doriți.

Vă puteți baza pe performanța cimentului rasinic autoadeziv RelyX™ U200 mai mult ca oricând: în comparație cu alte cimente rasinice autoadezive, RelyX™ U200 demonstrează cea mai bună adeziune – atât la dentina cât și la smalt. Comparativ cu cimentul rasinic autoadeziv tradițional cu tehnica de lucru în mai mulți pași, forța de adeziune a RelyX™ U200 este comparabilă – și nu necesită un sistem adeziv. Pacienții vor beneficia de o restaurare sigură și durabilă.

Pacienții vor aprecia stabilitatea coloristică ridicată a RelyX™ U200. În comparație cu alte produse, la testarea acestui material de cimentare prin imersie timp de 3 zile în soluție de cafea, s-a observat cea mai redusă modificare coloristică.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Dozare precisa 1:1 datorata sistemului Clicker™, mixare si manevrare foarte usoara datorita reologiei optimizate.

### **Sistem Clicker™ usor de utilizat**

- Flexibilitatea dozarii
- Eficacitate pret / calitate datorita neutilizarii altor instrumente sau varfuri de amestecare
- Economie de timp datorita dozarii simultane
- Foarte putin material pierdut

### **Autoadeziv**

- Rezultate excelente fara a fi necesara conditionarea tesuturilor dentare
- Economie de timp in comparatie cu alte cimenturi rasinice autoadezive cu tehnica de lucru in mai multi pasi

Stabilitate pe termen lung dovedita – datorita caracteristicilor unice ale materialului. Cimentul RelyX™ U200 este acid si hidrofил la aplicare si devine neutru si hidrofob dupa intarire. De aceea, este mai rezistent la absorbtia de apa si stabil dimensional in timp. In urma evaluarii stress-ului datorat termociclarii s-a observat ca RelyX™ U200 ramane intact, in timp ce la alte materiale de cimentare s-a constatat aparitia de fisuri.

### **Indicatii**

- Cimentarea definitiva a inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntilor dentare:
  - metalice si metalo-ceramice
  - cu infrastructura din alumina sau oxid de zirconiu
  - compozite, integral ceramice de tip ceramica sticloasa
- Cimentarea lucrarilor protetice cu infrastructura din aliaj nobil sau titan
- Cimentarea lucrarilor protetice realizate pe bonturi implantare
- Cimentarea lucrarilor protetice de tip Maryland
- Fixarea adeziva a dispozitivelor corono-radiculare metalice, din fibra de sticla sau oxid de zirconiu in canalele radiculare unde nu exista sealer pe baza de eugenol

### **Beneficii**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Solubilitate scazuta
- Grosime redusa a filmului de ciment
- Radioopacitate
- Eliberare de fluor
- Manevrabilitate si utilizare usoara: dozare rapida si precisa
- Risc redus de aparitie a hipersensibilitatii post-operatorii
- Omogenizare rapida datorita sistemului pasta-pasta
- Indepartare usoara a excesului de material
- Indicac pentru toate tipurile de restaurari (exceptie fatetele)
- Disponibil in 3 nuante A2, A3O (opac), T (translucent)
- Eficienta clinica: studii clinice si de laborator - un material SIGUR
- Proprietati chimice unice care asigura longevitate
- Adeziune excelenta
- Stabilitate coloristica ridicata pentru estetica realistica

## Prezentare

- seringa 5 ml automixanta (8,5g)
- 10 varfuri de mixare (regular)
- 5 varfuri endo (wide)