

E3 Small Apical x 6 buc



Pret:

98,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Indicatii:

- Ace E3 small apical cu sistem rotativ
- Extensie pentru acele Endostar E3 Basic.
- Utilizate pentru canalele foarte inguste si curbate

Beneficii:

- Se pot utiliza impreuna cu piese contraunghi, micromotoare sau piese de mana endodontice cu viteza de rotatie de 150-300 rpm
- Pot fi sterilizate de mai multe ori la temperatura de 135°C

Prezentare:

- Ace E3 Small Apical refill - sistem rotativ Endostar x 6 buc
- Marimi disponibile:
- 20 varf 6 25 mm; 20 varf 4 25 mm; 25 varf 4 25 mm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
