

Kavo Prophylex 4

Pret:

4.950,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- PROPHYflex 4, este piesa de mana, care ajuta la indepartarea coloratiilor si a placii dentare;
- Este utilizata in: ortodontie, curatarea inainte de sigilarea fisurilor, protetica, stomatologie conservatoare si estetica.

Avantaje / Beneficii:

- Ergonomica;
- Tratamentul este realizat in conditii optime de igiena;
- Fiecare parte a piesei PROPHYflex 4 poate fi sterilizata si dezinfectata;
- Cantitatea de pudra utilizata poate fi ajustata in functie de nevoile fiecarui pacient in parte;
- Camera inovatoare de amestecare a canulei, ajuta la o omogenizare mult mai buna a pudrei.

Date tehnice:

- Presiune de regim 3,2 - 5 bari (46 - 73 psi)
- Consum de aer 10 - 13 l/min
- Presiunea apei 1,0 - 2,5 bari (15 - 36 psi)
- Cantitate de apa pulverizata cca. 35 - 80 cm³
- Presiune aer spray 1,0 - 2,5 bari (15 - 36 psi)
- Se poate introduce pe toti conectorii MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED

Mod de prezentare:

- Piesa de mana PROPHYflex 4 cu manson de prindere lung, canula;
- Manson de prindere scurt, canula;
- Recipient de pulbere - recipient +capac din cauciuc;
- Burghiu pentru curatare;
- Ac pentru duze;
- Cheie pentru canula;
- Garnituri pentru recipientul de pulbere.