



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Baie ultrasunete Eurosonic 3D



**Pret:**

**3.465,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Eurosonic 3D - baie digitala ultrasonica cu tehnologie Euronda Sweep Mode

### **Avantaje:**

Tehnologie Euronda Sweep Mode care garanteaza ca undele ultrasonice sunt distribuite omogen pe toata suprafata baii de curatare.

Poate functiona cu o temperatura constanta de 60°C și un interval de timp ajustabil 0-30 minute, controlata cu ajutorul butonului central iluminat.

Panoul frontal tip LED afiseaza stadiul procesului de curatare.

Cele doua manere laterale usureaza transportarea.

### **Date tehnice:**

Rezervor inox 2.7l

Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm

Greutate: 3.7kg

Alimentare: 230V

Putere: 280W

Prezentare:

1 x Baie ultrasunete Eurosonic 3D