



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tester Apex Locator E-Connect S



Pret:

69,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Testerul pentru apex locator E-Connect S este un dispozitiv esențial pentru asigurarea acurateții și funcționării corecte a apex locatorului integrat în motorul endodontic E-Connect S. Acest tester ajută la confirmarea dacă apex locatorul indică valorile corecte pentru diverse poziții, contribuind la realizarea unor tratamente endodontice precise. Dacă dispozitivul indică 1 sau 3, apex locatorul funcționează corect și este gata de utilizare.

Componente principale:

- Corp din plastic rezistent
- Conector metalic precis
- Indicator de calibrare pentru pozițiile corecte (1 și 3)

Caracteristici tehnice:

- Compatibilitate: Motor endodontic E-Connect S
- Dimensiuni: 2 cm x 1 cm
- Material: Plastic durabil și metal
- Ușor de utilizat și conectat la sistem



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați testerul la apex locatorul integrat în motorul endodontic E-Connect S.
2. Verificați dacă apex locatorul indică valorile corecte (1 sau 3).
3. Dacă valorile sunt corecte, apex locatorul funcționează în parametrii normali.
4. În cazul în care valorile afișate nu sunt corecte, recalibrați sau verificați funcționarea dispozitivului.

Notă:

Acest produs este exclusiv pentru utilizare cu motorul endodontic E-Connect S. Asigurați-vă că urmați corect instrucțiunile de utilizare pentru a evita erori de calibrare.