



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Dezinfectant suprafete Incidin Liquid 600 ml



**Pret:**

**39,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Dezinfectant rapid de suprafete mici, pentru aparatura medicala.

### Cu aviz biocid

Conține

- amestec de alcooli (2-propanol și 1-propanol) si alte substante bactericide.

Activ

- pe tot spectrul microbial: bacterii (inclusiv Mycobacterii), fungi, virusuri (HBV/HCV, HIV, Rotavirusuri, Adenovirusuri, Papova, Vaccinia, virusuri herpetice)

Domenii de utilizare

- dezinfectia obiectelor de inventar din orice material (metal nichelat, cromat, vopsit, lemn lustruit sau vopsit, material plastic, sticla, ceramica): mobilier de spital, laborator, brancarde, targi, carucioare,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

canapele de consultatii si tratament, mese de operatii, obiecte sanitare, clante de usi, telefoane etc.

- dezinfectia aparaturii medicale din blocurile operatorii, laboratoare, sectii A.T.I., sali de nastere, sali de tratamente, cabinete medicale individuale și cabinete stomatologice.
- dezinfectia dispozitivelor medicale, precum și a stetoscoapelor, termometrelor, instrumentarului mic

## INCIDIN LIQUID

- - compatibil cu toate materialele (mai puțin Plexiglas și materiale sensibile la alcoolii)
- - actiune ultrarapida de dezinfectare
- - miros placut
- - ușor de manipulat prin sprayere

### Mod de utilizare

INCIDIN LIQUID - se foloseste nediluat, prin pulverizare asupra aparaturii medicale sau asupra suprafetelor de dezinfectat (curățate în prealabil), de la o distanta de 30 cm (aproximativ 30 ml/m<sup>2</sup>). Se lasa sa se evapore.

Se mai poate aplica si prin stergere cu laveta.

TIMP DE ACTIUNE: 5 MINUTE.

### Prezentare

- flacon de plastic 600 ml cu pulverizator