



Sekusept Multienzyme detergent instrumentar



Pret:

298,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sekusept® MultiEnzyme P - 2 litri

Curățarea instrumentelor medicale este o condiție importantă pentru o dezinfectie eficientă.

Sekusept MultiEnzyme

De ce Sekusept MultiEnzyme P?

DOMENIUL DE UTILIZARE



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- *[Redacted text]*

CURATAREA INSTRUMENTARULUI POATE FI ATAT DE SIMPLA SI EFICIENTA

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- *[Redacted text]*

INGREDIENTE

- *[Redacted text]*

Prezentare

- Bidon 2 litri solutie concentrata