



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ciment dual Linkforce refill

Pret:

744,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment definitiv pe baza de rasini, universal, cu polimerizare duala.

Avantaje:

- Foto-polimerizare si auto-polimerizare
- Rezistenta datorata fotopolimerizarii eficiente a bonding-ului
- Pelicula foarte subtire, de 3 μ m, nu interfereaza cu plasarea coroanei
- Mod eficient de autopolimerizare - ideal in cimentarea restaurarilor opace sau dense
- Foto-polimerizare optima a cimentului pe baza de rasini
- Ideal in cimentarea fatetelor
- Fluorescenta similara cu a dintelui natural



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Stabilitate a coloritului pentru o perioada lunga de timp
- 4 nuante care sa acopere toate necesitatile, corespunzatoare pastelor try-in
- Ideal in combinatie cu G-Premio Bond si G-Multi Primer
- Poate fi utilizat in toate prepararile atunci cand se utilizeaza impreuna cu G-Premio Bond sau cu G-Multi Primer
- Universal - se poate utiliza la toate indicatiile, fara limitare sau substrat
- Usor de utilizat
- Proprietatile hidrofile si vascozitatea asigura imprastierea corecta a pastei de cimentare
- Rezistenta la uzura si lustruire superioara
- Pozitionare usoara
- Reziduurile se pot indeparta usor
- Dupa cimentare permite demineralizarea dentinei in profunzimea canalului
- Polimerizare perfecta a bondingului in canalele intunecate, atunci cand este mixat cu un activator cu polimerizare duala
- Vascozitatea redusa permite o insertie perfecta a pivotului, dupa cimentare
- Adeziune durabila

Prezentare

1 seringa G-CEM LinkForce x 8.7g (5ml)