

Rebilda DC seringa QM 10g

Pret:

380,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material cu priza duala Rebilda DC (autopolimerizabil si fotopolimerizabil), degajare redusa de caldura.

Indicatii

- reconstituire de bonturi pe dinti vitali si nevitali
- fixarea pivotilor din rasina armata cu fibre

Avantaje

- fotopolimerizabil pentru aplicare rapida, fara pierdere de timp
- polimerizare chimica pentru siguranta polimerizarii
- in trei nuante: albastru pentru identificare usoara, dentina pentru scopuri estetice si alb pentru contrast estetic fata de dentina
- degajare redusa de caldura, chiar in aplicari masive
- flowable
- adeziune sigura cu bondingul dedicat
- varfurile de mixare optimizate de dimenisuni reduse economisesc materialul

- acces usor catre zonele posterioare cu ajutorul varfurilor intraorale

Prezentare

- seringa Quick Mix 10 grame
- canule de amestecare tip 11
- varfuri intraorale tip 4
- culori: dentina