




## Set steril complet operator implantologie

Pret:

**98,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### DESCRIERE

- Câmpul operator este fabricat din material bilaminar
- Halatul steril pentru blocul operator este fabricat din material SMS

#### COMPOZIȚIE

- Material bilaminar: neșesut și polietilenă pentru câmpuri operatorii;
- Material SMS pentru halate pentru blocul operator.

#### PROPRIETĂȚI

- Barieră antimicrobiană;
- Strat absorbant pentru fluide.

#### INDICAȚII



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Asigurarea condițiilor de realizare a intervențiilor chirurgicale fără riscuri în: bloc operator; cabinete medicale intervenții de mică chirurgie; cabinete stomatologice, etc.

Componenta:

- 1 - câmp operator, bilaminar, 38 x 45 cm 2 buc.
- 2 - câmp operator, bilaminar, 75 x 75 cm, cu orificiu central adeziv rombic de 12x 12 cm 1 buc.
- 3 - folie protecție cablu, 8 x 80 cm, bandă adezivă la un capăt 2 buc.
- 4 - capelină 2 buc.
- 5 - mască chirurgicală 2 buc.
- 6 - blister cu 10 comprese tifon, 8 str. 5 x 5 cm 2 buc.
- 7 - bisturiu nr. 11 1 buc.
- 8 - halat chirurgical, măriea M 2 buc.
- 9 - câmp operator 60 cm x 80 cm 1 buc.

Toate produsele sunt livrate într-un kit steril, cu eticheta autoadeziva care poate fi dezlipita si lipita apoi in caietul de sterilizare.

**PRODUS FABRICAT IN ROMANIA!**