

Corpus Vac Midi

Pret:

4.890,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Aspirator chirurgical Corpus Vac Midi, compact, conceput pentru a servi catre 1 sau 2 unituri dentare in acelasi timp.

Ergonomic, cu un corp compact, se poate amplasa aproape de unitul dentar.

Carcasa de insonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

Este dotat cu un motor inelar de aspirare cu aer. Poate transfera 1.300 litri de aer pe minut si poate lucra continuu 8-10 ore.

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomot la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

Accesorii

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

Date tehnice

Putere aspiratie aer: 1300 L/min

Putere aspiratie H₂O: 10-12 L/min

Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%)

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A

Viteza motor: 2800 RPM

Nivel zgomot: 45 DB

Diametru furtune: 30mm

Greutate: 25 KG

Dimensiuni: 31 x 40 x 42 cm (L x l x I)