

Piesa de mana Handy 3

Pret:

1.200,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Piesa de mana Handy 3 ofera o precizie ridicata si un randament maxim in utilizare.

Caracteristici

Constructia varfului ofera o vizibilitate si manevrabilitate optima pentru zonele mai greu accesibile.

Design elegant si usor, ofera utilizatorilor o ergonomie in realizarea actului medical.

In urma cercetarilor, s-a optimizat fluxul de pulbere pentru un randament maxim in lucru.

Contine:

1piesa Airflow

1 Easy clean

1 set de intretinere

Termo-dezinfecabil pentru sterilitate clinică la rece sau la autoclav



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
