

Microscop endodontic Zumax 1950



Pret:

61.182,50 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Echipare standard

Functia pendul

Tub binocular inclinabil 0° -180°

Schimbator de magnificare in 5 pasi

Stand cu podea cu baza tip "floare"

Cupla tip nou la 120°

Lentila obiectiv cu focalizare la F250mm

Oculare 12. 5X

Review Microscop ZUMAX OMS 2350 by Endodontie cu Pasiune:

LISTA PRETURI CONFIGURATII MICROSCOP ZUMAX OMS 1950

Caracteristici OMS1950:

Iluminare Zumax LED: asigura o lumina alba si fprp umbre. > 20.000 de ore de functionare

Schimbator de magnificare manual in 5 pasi

Camera integrata in capul microscopului full HD de inalta calitate care asigura imagini vii si de rezolutie inalta (optional)

Mic. foarte usor de mutat. Foarte usor de lucrat

Tub binocular inclinabil 0°-180°

Binoclurile inclinate prezinta cel mai mare interval de rotire a oricarui binoclu pentru confortul utilizatorului si ergonomie sporita.

Reglare mecanica a PD(optional)

Distanta interpupilara precisa este marcata pe buton, dentistul poate ajusta in mod convenabil si rapid distanta PD proprie.

Oculare cu adancime mare a campului

Ocularele sunt impinse cu usurinta in tubul binocular si au protectie pentru confortul ochilor integrata, cu reglare continua. Ocularele sunt perfect potrivite pentru medici care doresc sa lucreze cu ochelari, deoarece dioptriile ochilor se pot regla usor intr-un interval de +/- 7D.

Obiectiv VarioDist(optional)

Distanța de lucru: 190mm ~ 300mm. Cel mai potrivit pentru stomatologie.

Schimbator de magnificare in 5 pasi

Butoanele schimbatorului de magnificare amplasate pe ambele parti ale capului microscopului permit utilizatorului sa selecteze rapid in mod convenabil magnificarea optima.

De la o imagine de ansamblu a a unei arcade intregi la o marire puternica pentru examinare precisa si atenta a fiecarui caz. Cei 5 pasi sunt potriviti pentru stomatologie.