



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aparat detartraj UltraMint Pro



**Pret:**

**2.490,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Aparat de detartraj cu ultrasunete UltraMint Pro.

1. Frecventa: 25-42KHz
2. Mod: Perio General Endo (G, P, E)
3. Amplitudinea ansei pentru diferitele moduri de functionare G: 90 $\mu$ m, P: 60 $\mu$ m, E: 40 $\mu$ m
4. Unda sinusoidala, low pain
5. Lumina LED in piesa de mana
6. Piesa de mana din aliaj de aluminiu
7. Suport pentru piesa detasabil si autoclavabil
8. Sticla cu apa de 900ML



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

9. Reglati volumul de apa cu piesa de mana

10. Folositi o cheie pentru toate varfurile

11. Anse: 4 anse G, 1 ansa E, 1 ansa P.

ANSELE SUNT COMPATIBILE CU STANDARDUL EMS / WOODPECKER

### **Funcția Intelligent Negative Feedback**

In functie de forma suprafetei dintilor, aparatul de detartraj va ajusta automat modelul de vibrare a ansei, oferind o procedura de detartraj confortabila si nedureroasa pentru pacient.

### **Forma de unda sinusoidala**

Reduce stimularea instantanee pentru un tratament confortabil si fara durere.

Rezervorul de 900 ml va permite lucrul cu solutii saline, cu hipoclorit, clorhexidina sau peroxid de hidrogen. Toate pentru o dezinfectie si eficacitate crescuta in tratamentele parodontale si endodontice.

**Panoul tactil inteligent.** Utilizare fara probleme chiar si cu folie de protectie pentru ecran, manusi sau apa.

**Suport pentru piesa de mana.** Detasabil si autoclavabil. Rezista la infectii.

### **Instructiuni utilizare**