



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Klinosept dezinfectant alcoolic 5L

Pret:

310,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Klinosept dezinfectant suprafete este un produs gata preparat, fara aldehide, pentru dezinfectia si curatarea rapida prin pulverizare si stergere a obiectelor medicale, cu ar fi mese de operatie, paturi mobile, lampi de examinare cu stativ mobil (4 roti) si scaune stomatologice. Pentru dezinfectia si curatarea rapida prin pulverizare si stergere a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi: bancuri de laborator, scaune de tratament, suprafetele unitului, cuvele/tavile pentru instrumentar, piesele de mana si contraunghi, manerele de la lampile de examinare, instrumentarul din otel, aluminiu, cupru, silicon si cauciuc.

Mod de utilizare:

Umeziti complet suprafetele si obiectele ce vor fi dezinfectate si lasati sa actioneze. Respectati timpii de expunere. Daca este necesar, stergeti suprafetele si obiectele cu o laveta curata de unica folosinta. Utilizati numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Testati inainte de utilizare pe materiale sensibile, prin aplicarea pe o zona mica putin vizibila. O cantitate de 16-20 ML/M2 este suficienta pentru a umezi suprafetele netede in conditii normale de temperatura 20-23 °C.

Cantitate: 5L