



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## KaVo Primus 1058-S Life



**Pret:**

**111.675,00 lei TVA  
inclusa**

### **Descriere produs:**

#### **KaVo Primus 1058-S Life cu urmatoarele dotari:**

Panou de control cu butoane de control cu membrana si functii directe, intuitive

Tehnologie Smartdrive pentru micromotor ce permite urcarea in turatii pana la cuplul maxim fara vibratii inca de la turatia minima.

Furtunurile au sistem antiretractie integrat

Functie (chip blower), jet de aer pe furtunul de turbina si micromotor

Suport si tavite pentru instrumentar

Suport din silicon pentru masa medicului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Elementul medicului 5 module (optional 6) in urmatoarea configuratie:**

1. Seringa spray apa/aer
2. Furtun pentru turbina cu fibra optica si cupla rapida Multiflex Lux 465 LED cu reglarea debitului de apa
3. Al doilea furtun pentru turbina cu fibra optica si cupla rapida Multiflex Lux 465 LED cu reglarea debitului de apa
4. Micromotor electric INTRA LUX KL 703 cu lumina LED, fara perii, turatie intre 100 - 40.000 rpm, cuplu 2.7 Ncm, intramatic
5. Piesa detartraj piezoelectric Piezo Led cu set de 3 anse si cheita

**Fotoliu pacient electric:** cu motor silentios, 4 pozitii programabile, tetiera dublu articulata, tapiterie moale cu spatar Progress, greutate maxima 185Kg, miscare trendelemburg (miscarea sezutului sincronizata cu cea a spatelui). Inaltime a fotoliului cand acesta este coborat: 350 mm si 830 in momentul in care fotoliul este ridicat, cotiera stanga.

**Pedala multifunctionala:** avand control la picior pentru toate instrumentele, turatie si intensitate, spray on/off, comutare turatie motor inainte / inapoi, modificarea pozitiei fotoliului.

### **Element asistenta:**

1. Furtun aspiratie saliva
2. Furtun aspiratie chirurgicala

Panou de control cu membrana - butoane cu functii directe de modificare a pozitiei scaunului, clatire chiuveta, etc.

### **Grup Hidric:**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Chiuveta pivotanta manual din portelan sau sticla, cu control automat de clatire si golire, rotativa si detasabila in vederea sterilizarii.

Filtru de aer comprimat cu separator automat pentru condens

HydroClean - sistem pentru prevenirea depunerii biofilmului pe furtunurile interne ale unitului

Pregatire pentru pompa de aspiratie umeda (**nu include pompa de aspiratie umeda**)

### **Lampa Maia LED:**

Lampa scialitica cu leduri

Camp luminos uniform, fara umbre

Pornire si oprire a lampii

Intensitate reglabila a luminii intre 30.000 LUX

### **Gratuit**

Scaun Medic Physio

Suport servetele

KaVo Primus 1058-S Life dispune de o garanție standard, poate fi extinsă până la 5 ani\* și poate fi achiziționat prin rate. \*oferta se supune unor termeni și condiții; Garanție standard care poate fi opțional extinsă cu încă 3 ani, la prețul de 2380 euro.