



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigilant Fissurit FX

Pret:

155,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sigilant cu continut mare de filler, fotopolimerizabil, pentru fisuri.

Indicatii

- sigilarea fisurilor si suprafetelor ocluzale pentru profilaxia cariilor
- sigilarea fisurilor extinse
- obturarea cavitatilor mici

Avantaje

- 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune
- aplicare rapida si simpla din seringa de aplicare cu canula flexibila metalica
- proprietati optime de curgere
- stabilitate mare si buna aderență la smalt
- adaptare marginala perfecta
- degajare continua de fluor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- alb, pentru control vizual usor

Prezentare

- seringa 3g