



Charisma Smart Trusa (8 seringi)

Pret:

589,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fotopolimerizabil hibrid submicronic, radio-opac (Microglass).

Are la baza o matrice BIS-GMA si contine 59% de compozitie anorganica ("filler") in volum, cu o dimensiune a particulelor de 0,005 si 10 µm: fibra de sticla, bariu, aluminiu si fluor, dioxid de siliciu cu grad inalt de dispersie.

Utilizat pentru:

- Restaurari anterioare si posterioare.
- Restaurarea directa a cavitatilor de Clasele I si V.
- Corectii de forma a dintilor (diasteme, defecte dentare congenitale etc.).
- Imobilizarea dintilor mobilizati in urma traumatismelor sau din cauza afectiunilor periodontale.
- Restaurarea dintilor temporari.
- Reparatii ale lucrarilor din portelan, compozit (in combinatie cu un sistem adecvat de reparatie).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

Charisma Smart trusa: 8 seringi x 4g + Gluma 2Bond + accesorii.