



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Autoclav 16 litri clasa N



**Pret:**

**4.095,01 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Autoclav clasa N (fara vacuum) destinat cabinetelor stomatologice, cabinetelor medicale, saloanelor de cosmetica.

Camera de sterilizare din otel inoxidabil, dintr-o singura bucata fara suduri sau imbinari, cu o durata de viata foarte indelungata!

Suport tavite si tavite integral fabricate din otel inoxidabil. Doua modalitati (directii) de plasate a suportului de tavite.

Modalitate foarte usoara de curatare a garniturii de usa.

Display digital al temperaturii cu o deviere a temperaturii setate de doar 0.5 C.

Putere de incalzire de 1800W, foarte puternica, pentru a face intreg procesul de sterilizare foarte rapid!



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

SFATURI SI INSTRUCIUNI REFERITOARE LA AUTOCLAVUL CLASA N Date tehnice:

- Alimentare la priza 220V
- Putere 1800W
- Capacitate camera de sterilizare: 16 litri
- Timpi de sterilizare (excluzand preincalzirea): 121C (20 minute), 134C (6 minute)
- Dimensiune camera sterilizare: diametru 230 mm x 360 mm adancime
- Dimensiune produs: 440 x 575 x 370 mm