



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Autoclav Steril Beauty

Pret:

9.100,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Economisire de timp

Economisirea apei

-25% consum de energie

Descarca brosură!

Capacitate – 7 litri

Dimensiunea redusa permite o pozitionare usoara a acestuia in cabinetul stomatologic.

Autoclava Clasa S. Pentru sterilizarea instrumentelor.

Evitarea riscului de infectare cu diferite bacterii sau virusi

Date tehnice:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dimensiuni (WxHxP): 384x330x530 mm

Dimensiuni cu usa deschisa: 300 mm

Greutate (rezervor gol): 27 kg

Greutate (rezervor plin): 31 kg

Putere acustica: 50 db A

Alimentare: 230 V c.a. +/- 10%

Puterea maximă absorbită: 1,5 kW

Frecvență: 50/60 Hz

Cablu de alimentare: 2x1,5 mm²

Presiunea maxima de lucru: 2,4 bar

Temperatura maxima: 138 °C

Material: din inox

Dimensiuni (mm): Ø 164 X 320 mm

Volum rezervor: 2.2 l

Volumul util al rezervorului: MAX 1,2 ÷ 1,3 l

Cicluri: 7

Material de acoperire: Polietilen