



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat sterilizat aer Sterilair Pro



Pret:

7.800,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sterilair Pro este un aparat de sterilizare a aerului care garanteaza eliminarea tuturor microorganismelor.

Aerul este introdus in camera de sterilizare a sistemului care elimina total sarcina microbiana prezenta in aer prin iradiere.

Acest dispozitiv poate functiona in mod continuu, chiar si in prezenta personalului, fara a crea riscuri pentru sanatate.

Sterilair Pro este simplu, silentios si ergonomic.

Decontaminarea aerului cu radiatii ultraviolete

Emite radiatii UV cu unde scurte 253.7 nm (UV-C) pentru o eliminare eficienta a microorganismelor.

Atat personalul, cat si pacientii nu se afla in pericol in timpul utilizarii aparatului de sterilizare. Nu exista scurgeri de radiatii UV-C din dispozitiv.

Este echipat cu cronometru saptamanal care permite sterilizare aerului inainte de sosirea medicului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

stomatolog si a pacientilor.

Specificatii tehnice:

Energie ultravioleta - 69 μ W/cm² la 1 m

Lungime de unda - 253.7 nm

Echipat cu filtru de praf si functie de programare

Fara emisii UV-C externe

Nivel de zgomot - 32 dB

Greutate - 12,5 kg

Lungime 27 cm

Latime 11 cm

Inaltime 82 cm

Material - aluminiu

Montare pe perete

Prezentare video