



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Perfect Bleach Office+ Kit

Pret:

1.480,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

O noua tehnologie, disponibila intr-un sistem de seringi cu automixare .Concentratie marita la albire. Peroxid de hidrogen in concentratie de 35%.

Avantaje

- poate fi folosit pentru albirea interna sau externa a dintilor vitali si devitali
- contrasteaza puternic cu dintele si cu protectia gingivala datorita culorii rosu puternic
- consistenta perfecta, poate fi aplicat fara ca materialul sa curga
- concentratie de 35% peroxid de hidrogen pentru albire sigura si de durata a decolorarilor

Perfect Bleach Office in seringa QuickMix:

- numai cantitatea necesara de gel este activata
- fara erori de mixare si gelul este intotdeauna proaspat

Protectie gingivala pe baza de compozit (LC Dam) Fara dureri de tip arsura de la fotopolimerizarea protectiei gingivale **Prezentare**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 2 x 4 ml seringi cu gel de albire
- protectie gingivala seringi LC DAM 2 x 2g
- varfuri de mixare tip 14
- varfuri de mixare tip 15
- varfuri intraorale tip 1
- varfuri intraorale tip 41
- accesorii