



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Studio chirurgical Runyes Care 33



Pret:

**45.800,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Unit dentar de ultima generatie, produs de catre cel mai titrat producator chinez de unituri dentare, Runyes!

**CONFIGURATIE STUDIO CHIRURGICAL CU LAMPA CHIRURGICALA** Aceasta configuratie este potrivita pentru salile de chirurgie. Grupul hidric (scuipatoare, aspirator, etc) este complet rabatabil, astfel incat se poate face chirurgie la 4 maini fara a fi incomodat de nici un obstacol! Deasemenea studio-ul chirurgical vine echipat cu o lampa chirurgicala fara umbre de inalta performanta, cu intensitate ajustabila in 8 trepte de pana la 90.000 lux!!! si temperatura de culoare ajustabila intre 4000 (daylight) si 5500 K (lumina rece).

**CONSULTATI BROSURA ATASATA!**

**Panou principal de lucru (brat medic)**



## CART MOBIL CHIRURGICAL

Panou digital de comanda cu functiile scaunului

- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 iesire pentru **turbina cu lumina**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 iesire pentru **aparat detartraj cu 5 anse**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 x masa de lucru
- sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35-45 grade C
- sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului si programare
- negatoscop incorporat retractabil avand sursa de iluminare cu led
- robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locatie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Pedala de control**

- multifunctionala pentru miscarea scaunului si actionarea instrumentelor
- echipata cu chip blow
- posibilitatea de spray pe turbina

### **Panou secundar de lucru (brat asistenta)**

- 1 x scuiptoare de lux ceramica
- scuiptoare rotativa
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului+actionare apa/pahar
- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 x sistem de aspiratie chirurgicala pe canula mare
- 1 x sistem de aspiratie POMPA CHIRURGICALA INDEPENDENTA CORPUS VAC MIDI
- lampa fotopolimerizare cu led Runyes
- Sistem complet CAMERA INTRAORALA compus din brat de prindere, monitor 19" si camera intraorala



## **Scaun pacient model DCI cu tapiterie piele naturala ( model import USA)**

tapiterie moale din piele naturala

- fotoliu electro-mecanic prevazut cu manere ergonomice stinga -dreapta
- bordura de protectie din silicon rezistent la socuri
- fotoliu dotat cu functie de oprire automata la socuri
- fotoliu dotat cu doua manere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta
- tetiera multiarticulata
- touch panel cu functii pentru miscarea scaunului
- box de conexiuni integrat in scaun
- sistem de filtre si apa
- software pentru 3 pozitii memorie
- Incalzitor de apa pentru pacient cu posibilitatea de reglare a temperaturii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Lampa de lucru CHIRURGICALA**

- Intensitate ajustabila in 8 trepte de la 30.000 - 90.000 lux
- Functie de ajustare a temperaturii de culoare intre 4000 - 5500 K
- Pata focala (diametrul iluminat) la o distanta de 90 cm de sursa: 120 mm
- 

## **OPERARE CU SENZOR INDUCTIE (FARA ATINGERE)**

## **Scaunul medicului**

- hidraulic, ajustabil pe verticala
- spatari ergonomice reglabile

Schema montaj:

Mostrar culori: