

## Sonda Blackline ErgoTouch Explorer

**Pret:**

**110,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Sondele BLACKline sunt acoperite cu un strat de DLC (carbon similar diamantului)

Sonde cu un finisaj mat de înaltă calitate care elimină reflexiile luminoase, detaliu important pentru lucrul la microscop

Vârful sondei flexibil și rezistent la îndoire

Sonda este fixată permanent pe maner

Autoclavabil la 134°C.

Pret/bucata