



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat detartraj UltraMint



Pret:

1.889,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparat de detartraj cu ultrasunete UltraMint

Frecventa: 25-42KHz

Mod: P G E

Amplitudinea G: 90 μ m, P: 60 μ m, E: 40 μ m

Unda sinusoidala Lumina LED in piesa de mana

Piesa de mana din aliaj de aluminiu

Suport pentru piesa detasabil si autoclavabil

Folositi o cheie pentru toate varfurile

Varfuri: 4 varfuri G, 1 varf E, 1 varf P.

ANSELE SUNT COMPATIBILE CU STANDARDUL EMS / WOODPECKER



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Funcția Intelligent Negative Feedback

În funcție de forma suprafeței dinților, aparatul de detartraj va ajusta automat modelul de vibrație a ansei, oferind o procedură de detartraj confortabilă și nedureroasă pentru pacient.

Forma de undă sinusoidală

Reduce stimularea instantanee pentru un tratament confortabil și fără durere.

Panoul tactil inteligent.

Utilizare fără probleme chiar și cu folie de protecție pentru ecran, mănuși sau apă.

Suport pentru piesa de mână. Detasabil și autoclavabil. Rezistă la infecții.