



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Autoclav Euronda E10 cls B 24 L



Pret:

29.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

BONUS: filtru apa in-line prin osmoza inversa AQUAFILTER

Mult mai mult decat un simplu autoclav

Dupa ani de cercetari, Euronda a dezvoltat un autoclav care combina toate caracteristicile importante pentru dentistii si asistentii din intreaga lume: performanta, eficienta, functionalitate si design, E10 ofera performante mai bune in mai putin timp. E10 garanteaza o uscare exceptionala si minimizeaza consumul de apa si de energie. Nu este numai atractiv si silentios (50 dB), dar si inteligent: tehnologia inovatoare face ca E10 sa fie un autoclav simplu si intuitiv care sa poata satisface nevoile de zi cu zi ale fiecarei practici dentare.

Fabricat in Italia

Fiabilitate - eficienta si siguranta care au fost testate in timp

Senzor de calitate a apei

Sistem de control al murdăriei

Separator aer-apa

Suport soft pe computer sau telefon smart

Performanta - echilibrul ideal intre putere si consum



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Eficient cu un generator care produce aburi instant (de 2 ori mai puternic ca modelul predecesor)

5 cicluri tip B (121°C, 134°C)

3 cicluri tip test (Vacuum, Helix, Bowie & Dick)

4 cicluri personalizate activate cu introducerea unei parole

Ecologic prin evaluarea cantitatii reale a fiecărei încărcări, autoclavul adaptează setările de sterilizare

Design - o nouă dimensiune în aparențele estetice

Solid, compact, formele se reunesc într-un mod sofisticat

Funcțional cu un ecran de 4 inch "soft touch" ușor de curățat

Sistem iluminare LED "E-Light" în compartimentul mânerului (cu posibilitate schimbare culori)

Mărime compactă cu suporti ajustabili

Ergonomic - Armonie totală între operator, autoclav și mediul înconjurător

Conceput pentru a se potrivi în spații mai înguste datorită sistemului de ventilație spate

Cel mai mic din piață ca și dimensiuni externe pentru a eficientiza spațiul din cabinet

Puterea de 2450 W permite instalarea pe o linie de 10 A

Carcasa cu sistem de inspecție inovativ fixată cu magneti cu acces ușor pentru curățare/igienizare

Structura modulară cu panouri laterale ușor demontabile

Inovativ - tehnologie de top disponibilă la varful degetelor dumneavoastră

E-Touch - Autoclav "smart" cu ecran digital color de 4 inch, meniu ușor de înțeles și de folosit

E-Help - Sistem inovativ de ghidare care ajută operatorul să aleagă ciclul de sterilizare potrivit

E-Light - Pe lângă ajutarea evidențierii mânerului, vizualizați etapele ciclului dintr-o privire

E-Timer - setarea timpului de pornire a ciclurilor la dorința dumneavoastră

Trasabilitate - țineți procesul de sterilizare sub control

Conectivitate expandabilă cu sistem de stocare a datelor integrat (card SD) sau conectare prin Wi-Fi

Validarea și eliberarea sarcinii - Această funcție permite utilizatorului să pastreze o înregistrare digitală a procesului de sterilizare

3 imprimante optionale asigură trasabilitatea extensibilă satisfăcând cerințele oricărei practici

Cicluri de sterilizare

B134 - Solide, poroase, goale, împachetate și despachetate ● Timp total 24 min

B121 - Solide, poroase, goale, împachetate și despachetate (indicat pentru plastice și piese de mână) ● Timp total 40 min

B134 PRION - Ciclu prion pentru solide, poroase, goale, împachetate și despachetate ● Timp total 37 min

B134 Rapid - Indicată pentru o tavă cu solide, poroase, goale, împachetate și despachetate ● Timp total 23 min

B134 PRION Rapid - Ciclu prion rapid indicat pentru o tavă cu solide, poroase, goale, împachetate și despachetate ● Timp total 37 min

3 cicluri tip test (Vacuum, Helix, Bowie & Dick)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

4 cicluri personalizate activate cu introducerea unei parole

Avantaje:

- Pompa de vacuum mai puternica, in comparatie cu modelele anterioare
- Ciclu de uscare optimizat
- Consum de apa si energie mai redus
- Display E-Touch cu interfata intuitiva si prietenoasa, 4", color
- Tehnologie E-Light - schimba culorile in functie de stagiul ciclului de sterilizare
- E-Timer - permite setarea testelor si a ciclurilor de sterilizare
- Sistem de trasabilitate extins si comprehensiv
- Datele pot fi salvate pe un card SD si transferate pe computer prin conexiunile Ethernet si Wi-Fi incluse
- Sistemul E-Data poate conecta una sau mai multe autoclave la programul de management pentru urmarirea eficienta a ciclurilor de sterilizare
- Separator aer-apa
- Dirt Control System
- Inspection System
- E-Help - sistem inovator conceput pentru a veni in ajutorul utilizatorului in procesul de selectarea ciclului corect pentru instrumentele pe care doresc sa le sterilizeze
- Ecologica
- Design contemporan, sofisticat
- Estetica superioara

Accesorii

Suport tavite standard, profil patrat, capacitate 5 tavite aluminiu (prin rotire la 90° adaptabil la 3 casete sterilizare)

5 tavite aluminiu standard

Furtune scurgere

Burete

Maner scoatere tavite

Cheie ajustare usa

Palnie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtru anti-bacterian (rezerva)

Cablu alimentare

Manual operare (limba Romana)

Imprimante optionale (neincluse in pachet):

Print Set_1 - kit imprimanta hartie termica - copie pe hartie a informatiei din ciclul de sterilizare

Print Set_2 - imprimanta etichete adezive

Date tehnice

Capacitate: 24 L

Dimensiuni: 460 x 455 x 610 mm (L x I x A)

Greutate: 50.5 KG

Alimentare: 230 V 50/60 Hz

Consum: 2450 W 10.7 A

Temperatura operare: +5 la +40°C

Nivel zgomot: 50 DB

Volum camera sterilizare: Ø250 x 440 mm

Dimensiune camera sterilizare: 180 x 160 x 380 mm (L x I x A)

Consum apa mediu per ciclu: 300 ML

Capacitate rezervoare (apa distilata/apa uzata): 5 / 3.5 L