



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtek Z250 Seringa

Pret:

220,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozitul universal Filtek™ Z250 este un material estetic, fotopolimerizabil, recomandat atat pentru realizarea restaurarilor directe in zona anterioara cat si pentru cele din zona posterioara. Ideal si pentru utilizare in pedodontie, acest material compozit ofera:

Contractie de priza redusa

Filtek™ Z250 are contractie de priza redusa fapt care determina un risc scazut de aparitie a sensibilitatii post-operatorii pentru pacient.

Usor si rapid de folosit

Filtek™ Z250 este disponibil atat in seringi (4g) cat si in capsule. Timpul de fotopolimerizare este de 20 pentru majoritatea nuantelor. Restaurarile se finiseaza usor si isi pastreaza luciul timp indelungat.

Manevrabilitate excelenta

Nu curge si se modeleaza usor.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Versatilitate remarcabila

Se poate folosi atat pentru restaurarile in zona frontala cat si pentru cele in zona laterala. Este indicat atat pentru restaurarile directe cat si pentru cele indirecte.

Estetica excelenta

Compozitul universal Filtek™ Z250 permite realizarea de restaurari directe rezistente, durabile, estetice. Este disponibil in 15 nuante corespunzatoare nuanțelor dintilor naturali, inclusiv 2 nuante pentru pedodontie B0.5 si B1.

Prezentare

- refill 4g
- disponibile nuantele A1,A2,A3,A3.5,B3,C2,D3,UD