




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigilator Seal 120



Pret:

1.732,50 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparat pentru sigilarea pungilor termosigilante de ultima generatie.

Prezinta bara de sprijin pentru role, pentru usurarea lucrului cu role de dimensiuni diferite, acestea putand fi accesate foarte usor prin intermediul barii din otel inox.

Design compact si inovator

Necesita numai 3 minute timp de preincalzire

Putere: 100W

Latimea benzii de sigilare (amprenta): 12 mm

Lungime sigilare: 300 mm (dimensiunea maxima a rolor de pungi termosigilante)

Greutate: 4.8 kg.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Temperatura de sigilare $200\pm 100^{\circ}\text{C}$

Dimensiuni: 500 x400x210 mm

Prezentare video