




Ciment BIO-C Repair 2G



Pret:

327,25 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Bio-C Repair este un ciment pentru reparatii, bioceramic, gata de utilizare (pasta).

Seringa faciliteaza pozitionarea intraradiculara a cimentului.

Prezinta un mare avantaj fata de cimenturile traditionale: nu necesita amestecare si previne proportionarea incorecta.

Cu Bio-C Repair siguranta si succesul unui tratament endodontic sunt usor de obtinut.

Avantaje

- Regenerarea tesuturilor prin eliberarea de ioni Ca^{2+} , formandu-se astfel tesut mineralizat
- Actiune bactericida datorita pH-ului ridicat
- Setarea expansiunii ($0,092 \pm 0,05\%$) - previne infiltrarea bacteriilor
- Gata de folosire - usor de utilizat
- Bioactiv - stimuleaza tesutul de regenerare

Compozitie



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Silicat tricalcic
- Silicat de calciu
- Aluminat tricalcic
- Oxid de calciu
- Oxid de zirconiu
- Oxid de siliciu
- Polietilen glicol
- Oxid de fier

Promoveaza biomineralizarea prin furnizarea rapida a tesutului de regenerare.

Bactericid (pH ~ 12) - sustine decontaminarea locala

Setarea expansiunii ($0,092 \pm 0,05\%$) - previne infiltrarea bacteriilor

Oxidul de zirconiu - nu pateaza structura dintilor

Expansiune la intarire

Radioopacitate - ≥ 7 mm aluminiu. Vizualuare radiologica excelenta

Compozitia fara rasini - permite utilizarea cimentului in medii umede, fara pierderi ale proprietatilor, in special in interventiile chirurgicale in care controlul umiditatii din zona operatorie este o provocare.

Hidrofil - absoarbe umezeaza din mediu

Particule micronizate ($2 \mu\text{m}$) - reactivitate mai mare, accelereaza procesul de vindecare, penetrare mai mare in tubulii dentinali.

BIO-C Repair vine la pachet intr-o seringa cu piston filetabil. Permite scoaterea cimentului din seringa in portii mici fara efort sau risipa.

Date tehnice

Timp de intarire ≤ 120 minute

Radioopacitate $\geq 7,0$ mm Al



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

pH ~ 12

Dimensiunea particulelor 2 um

Solubilitate 3%

Expansiune la intarire $0,092 \pm 0,05\%$

Rezistenta la compresiune $7.933 \pm 3,284$ MPa

Mod de prezentare:

Kit 4 seringi (1 seringa 0.5g)