

Cart mobil cu priza



Pret:

1.650,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Cart - etajera mobil, integral metalic, pe roti pentru o manipulare usoara.

Este dotat cu doua conexiuni la priza pe coloana centrala, in dreptul fiecarei polite, pentru conectarea usoara a tuturor aparatelor mici din cabinet.

Fabricat din otel zincat vopsit in camp electrostatic cu vopseluri expoxidice polimerice, pentru a rezista la actiunea factorilor chimici si la zgarieturi.

Prezinta doua polite, plus polita inclinata de la nivelul solului, destinata stocarii si manipularii usoare a pedalei (de exemplu pentru fiziodispenser, motor endo, etc).

Dimensiune polita superioara: 385 x 375 mm

Dimensiune polita intermediara: 345 x 260 mm

Rotile cu suprafata din cauciuc moale pentru a nu zgaria suprafata din cabinetul dvs, diametru 50 mm.

Vine vopsit intr-o gama variata de culori, pentru a se potrivi atmosferei cabinetului dvs!



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Culori disponibile:

Alb, Gri, Albastru, Galben, Portocaliu, Rosu, Verde